
## Information

FOR PATIENTS, CONSUMERS AND CARERS




## EpiPen® 與少兒版 EpiPen®腎上腺素自動注射器使用指示


(How to give EpiPen® or EpiPen® Jr adrenaline (epinephrine) autoinjectors)



1. 用拳握住 EpiPen® , 拉出藍色保安蓋。



2. 固定大腿,將注射器的<u>橙色一端</u>抵住 大腿外側(隔衣服或直接接觸皮膚均 可)。



3. <u>用力按下注射器</u>,聽到或感覺有"卡" 響聲后保持 3 秒鐘。

移除 EpiPen®

注意: 所有的 EpiPen<sup>®</sup>都需要在注射 后保持 3 秒鐘,無論注射器標籤上如 何指示。