



## Cách tiêm bằng EpiPen® hay ống tiêm tự động EpiPen® Jr adrenaline (epinephrine)


(How to give EpiPen® or EpiPen® Jr adrenaline (epinephrine) autoinjectors)



1. **Nắm trọn EpiPen® trong tay và THÁO NẮP AN TOÀN MÀU XANH DƯỚI RA.**



2. **Giữ yên đùi và ÁP ĐẦU MÀU CAM vào giữa đùi ở mé ngoài (có hoặc không có ống quần).**



3. **ẤN MẠNH VÀO** cho đến khi nghe hoặc cảm thấy có tiếng 'cách' và để yên trong 3 giây

**RÚT EpiPen® RA**

**Lưu ý:** Tất cả EpiPen® nên được để yên trong 3 giây, bất kể chỉ dẫn trên nhãn thiết bị ra sao